

Spesialtilpasninger

Nima Kub Visco & Nima Kub Visco Plan

Putene våre **håndbygges i Sverige** av flere ulike typer skum — viskoelastiske kuber, trykkfordelende skum og myke toppsjikt som settes sammen for hånd. Det gjør at de **relativt enkelt kan spesialtilpasses** etter den enkelte brukerens behov. Vi har merket at dette er svært verdsatt av kundene våre — derfor vil vi gjøre det enkelt å bestille, med denne guiden.

Ett fast pristillegg — alltid

Putens ordinære pris i avtalen + 800 NOK, eks. mva. og inkl. frakt — samme tillegg uansett hvilken endring som gjøres.

Ett artikkelnummer — alltid

Bestill alltid på SPC-artikkelnummeret og beskriv deretter hva dere ønsker. Beskrivelsen kan dere sende via deres bestillingssystem, via e-post (order@nimacare.se) eller telefon (0046 70 635 50 70) — det viktige er at vi forstår hva dere ser etter. Vi tar kontakt om noe trenger avklaring.

Ingen ekstra ventetid

Putene produseres lokalt i Sverige. En spesialtilpasset pute bygges og leveres derfor på samme leveringstid som avtalens ordinære puter.

Slik bestiller du

1

Bestill SPC-artikkelen

for aktuell modell — se tabellen nedenfor.

2

Beskriv behovet

størrelse og ønsket tilpasning, ut fra deres vurdering eller sitteanalyse.

3

Vi bygger og leverer

på ordinær leveringstid — puten produseres i Sverige.

Artikkelnumre

Art.nr	Produkt
KVSPC	Nima Kub Visco — spesialtilpasset/spesialmål
KVINKSPC	Nima Kub Visco INK — spesialtilpasset/spesialmål, med inkontinensbeskyttet trekk
KVPSPC	Nima Kub Visco Plan — spesialtilpasset/spesialmål
KVPINKSPC	Nima Kub Visco Plan INK — spesialtilpasset/spesialmål, med inkontinensbeskyttet trekk

Fast pristillegg: putens ordinære pris i avtalen + 800 NOK eks. mva., inkl. frakt — samme tillegg uansett tilpasning, også spesialmål.


Eksempler på hva vi kan gjøre

- **Alle mulige størrelser** — det vanligste behovet er en størrelse som ikke finnes i avtalen
- Fjerne, forstørre eller forlenge benstøtter — eller lage dem i hardere skum
- Fjerne eller forhøye bendeler
- Senke puten for ett eller begge ben — f.eks. for brukere som sparker seg frem
- Kappe av puten for det ene benet
- Heve eller senke hele puten — tykkere mykt toppsjikt eller høyere kuber
- Helt plan plate under puten, eller kraftigere avfasing

Eksempler på tilpasninger




Oppbyggingen: viskoelastiske kuber, trykkfordelende skum og mykt toppsjikt — hvert lag kan bearbeides individuelt.



Toppsjiktet formes om: bendeler og støttekonturer bygges opp under det myke toppsjiktet.



Forhøyet bendeler med forstørrede benstøtter — ved behov i hardere skum.



Pute uten bendeler og benstøtter — senket for begge ben.



Kappet pute for det ene benet — puten bygges helt uten den ene benseksjonen.



Ulike høyder: puten kan bygges i ulike høyder avhengig av behov.