

Nima Hygienhätta (hygienehette)



Hetten er utviklet for å brukes oppå eksisterende trekk for å forbedre hygien på offentlige steder der flere enn én person sitter på samme pute.

Hetten brukes også med fordel på puter som bare brukes av én bruker, men der putens trekk ofte blir uhygienisk på grunn av inkontinens eller søl.

Hetten kan enkelt tørkes av eller desinfiseres ved inkontinens eller søl. Den glatte overflaten gjør at smuss og lukt får vanskeligere for å feste seg, og gir bedre motstand mot bakterievekst enn et standard tekstiltrekk.

Det er svært enkelt å trøkke hetten oppå eksisterende trekk på en pute, noe som gjør prosessen med å ta av, vaske og trøkke på hetten betydelig raskere enn tilsvarende prosedyre med et putetrekk.

Materiale

Materialet PU-belagt polyester puster (damp), men er beskyttet mot væske. Det er lett å tørke av og holde luktfritt. Det er samme materiale som normalt brukes i helsetjenestens hygienemadrasser.

Brukervekt

Følg anvisningene på puten som brukes under beskyttelsen.

Branntestet for åpen flamme og sigarett.
CE-merket produkt.

Vaskeråd

Vaskes i maskin i opptil 90 grader og kan tørkes i tørkeskap eller tørketrommel.

Brukerinformasjon/bruksanvisning/brukerveiledning

Hetten kommer ferdig i sin emballasje. Den skal plasseres med den blå "gummiaktige" siden opp.

Destruksjon

Pute som skal destrueres, sorteres som brennbart avfall.